

DICOM CD/DVD startup guide (ENGLISH)

This short guide explains how to launch the viewer application which allows displaying the DICOM medical images present on this CD/DVD. Depending on the configuration of the application which created this CD/DVD, the viewer application may also be absent from the present media.

Instructions for each supported operating system follow.

Windows operating system

If your PC runs a Windows operating system, normally the *LocalEye Viewer* application will start automatically once the CD/DVD is inserted in the drive. If this doesn't happen, please browse the CD/DVD contents and double-click on the "*LocalEyeLauncher.exe*" file located in the "*Viewer-Windows*" folder of the CD/DVD: the viewer application will start.

Please refer to the Online Help of the viewer application for further information about its usage.

Mac OS X operating system

If you are using a Mac, please insert the CD/DVD in the appropriate drive, wait a few seconds, then double click on the CD/DVD icon which will appear on your desktop, in order to open the CD/DVD and browse its contents. Double-click on

the "*ViewCDMacOSX.command*" file located in the root of the CD/DVD: the viewer application will start.

Please refer to the Online Help of the viewer application for further information about its usage.

Linux operating system

If you are using a Linux PC with a graphic windowing environment, please insert the CD/DVD in the appropriate drive, wait a few seconds, then double click on the CD/DVD icon which will appear on your desktop (auto-mounting shall be enabled), in order to open the CD/DVD and browse its contents. Double-click on the "*ViewCDLinux.sh*" file located in the root of the CD/DVD: the viewer application will start.

Please refer to the Online Help of the viewer application for further information about its usage.

Guida all'avvio del CD/DVD DICOM (ITALIANO)

Questa breve guida spiega come lanciare l'applicazione che consente di visualizzare le immagini medicali DICOM presenti su questo CD/DVD. A seconda della configurazione dell'applicazione che ha creato questo CD/DVD, l'applicazione di visualizzazione potrebbe anche essere assente dal media.

Seguono le istruzioni per ogni sistema operativo supportato.

Sistema operativo Windows

Se si utilizza un PC con sistema operativo Windows, normalmente è sufficiente inserire il CD/DVD nel drive, e l'applicazione di visualizzazione *LocalEye Viewer* si avvierà automaticamente. Se ciò non accade, sfogliare il contenuto del CD/DVD e fare doppio-click sul file "*LocalEyeLauncher.exe*" contenuto nella cartella "*Viewer-Windows*" del CD/DVD: l'applicazione di visualizzazione si avvierà immediatamente.

Fare riferimento all'Help in linea dell'applicazione di visualizzazione per ulteriori informazioni sul suo utilizzo.

Sistema operativo Mac OS X

Se si utilizza un Mac, inserire il CD/DVD nel drive, attendere alcuni secondi, quindi fare doppio-click sull'icona del CD/DVD che appare sul desktop, in modo da aprire il CD/DVD e sfogliarne il contenuto. Fare quindi doppio-click sul file

"*ViewCDMacOSX.command*", contenuto nella radice del CD/DVD: l'applicazione di visualizzazione si avvierà immediatamente.

Fare riferimento all'Help in linea dell'applicazione di visualizzazione per ulteriori informazioni sul suo utilizzo.

Sistema operativo Linux

Se si utilizza un PC con sistema operativo Linux ed un ambiente grafico a finestre, inserire il CD/DVD nel drive, attendere alcuni secondi, quindi fare doppio-click sull'icona del CD/DVD che appare sul desktop (l'auto-mounting deve essere attivato), in modo da aprire il CD/DVD e sfogliarne il contenuto. Fare quindi doppio-click sul file "*ViewCDLinux.sh*", contenuto nella radice del CD/DVD: l'applicazione di visualizzazione si avvierà immediatamente.

Fare riferimento all'Help in linea dell'applicazione di visualizzazione per ulteriori informazioni sul suo utilizzo.